

# 如何使用哮喘噴霧機器



Neighborhood  
Health Plan™



1. 清洗你的手，然後把手弄乾



2. 將噴霧機器放在平坦而且穩固的地方上



3. 將插頭接上電源



4. 將管子的一邊與噴霧器連接



5. 將藥物放入藥物杯內



6. 將吸霧管與藥物杯連接



7. 把管子的另一邊與藥物杯連接



8. 開啟你的噴霧器



請不要把吸霧管對著面部



9. 這時把吸霧管放入嘴巴內，並用嘴巴慢慢將藥物吸入



10. 當使用完畢，請用肥皂水清洗用具，然後用清水沖掉肥皂



11. 將用具放於乾淨的地方吹乾